




**BOLSA C/ FECHO ZIP**  
10 unidades

**CAIXA C/ 50 unidades**

**Tamanho de adulto e criança**

**Cores:**



(Brevemente)

# MÁSCARAS CIRÚRGICAS

Norma EN 14683:2020 - Tipo - IIR | Type - IIR


**Eficiência de filtração bacteriana > 98%**

**Com 3 camadas**

**PP TNT (Non-Woven Fabric)**  
CAMADA EXTERIOR | Outer Layer

**Meltblown Fabric**  
CAMADA FILTRO | Filter Layer

**PP TNT (Non-Woven Fabric)**  
CAMADA INTERIOR | Inner Layer



**CERTIFICADO N.º 208/DM/2020/V01/2020**



**implasystem®**

Distribuidor exclusivo

Rua José Dias Simão - Tecnopolo  
Edif. Inov Point - 2200-062 Abrantes



Email: [geral@implasystem.pt](mailto:geral@implasystem.pt)  
Telef. +351 241 362 369