

# SELF-TEST

AUTOTESTE \* AUTOPRUEBA  
AUTO-TEST \* SCHNELLTEST









## INDICADO PARA OS SEGUINTE CASOS:

- \* Se teve contato com alguém que tenha testado positivo de Covid-19!
- \* Se apresenta ter sintomas de Covid-19!
- \* Se teve Covid-19 (até há cerca de 3 meses)!
- \* Se já foi vacinado (e quer saber se houve resposta imunitária positiva tendo em conta que este teste é qualitativo)!

## VANTAGENS DO SELF-TEST:

- \* Está certificado CE 2854 como SELF-TEST.
- \* Pode ser feito em casa, na fábrica, no escritório, etc.
- \* Muito fácil de fazer.
- \* Muito fácil ler/interpretar o resultado.
- \* Resultado obtido entre 3 a 10 minutos.

### COMO FAZER








### COMO LER O RESULTADO

Leia o resultado obtido na membrana e ao 10º minuto tire uma foto à placa de teste. Se necessário amplie a imagem para ver melhor o resultado.

Nota:  
A utilização do kit de Autoteste não dispensa a leitura completa das instruções de utilização.

Linha de controlo - C  
Linha - IgM  
Linha - IgG  
Orifício da amostra



Especificidade 97,32%; Sensibilidade 93,54%